

Panorama Test – Informations pour la prise de sang et l'envoi des échantillons

Sang de la mère

1. Prendre 2x10 ml de sang maternel dans les tubes Streck (bouchon brun-noir). Bien mélanger le sang en retournant le tube plusieurs fois.
Les tubes doivent être remplis aux 3/4 minimum.
(prise de sang sans aiguille Butterfly)
2. Compléter les informations sur les tubes avec le nom et la date de naissance de la patiente.
3. Placer les tubes dans la boîte en plastique.
4. Envoi au laboratoire Genetica AG:
 - a. Mettre la boîte en plastique et le formulaire de demande "*Demande pour test prénatal non-invasif*" dûment rempli dans l'enveloppe d'envoi
 - b. Inscrire l'adresse de l'expéditeur et fermer l'enveloppe.
 - c. Amener à La Poste avant **17 heures** et envoyer avec "Swiss-Express Lune"
 - d. Garder les échantillons à température ambiante. **Ne jamais congeler ou refroidir les échantillons.**

Envoi

