

Notfall-Information

Material / Auftrag	Entnahmebehältnis	Lagerung bis zum Versand	Versand	Bemerkung
Abortgewebe	Chorionzotten-Transportmedium (von: Genetica) ansonsten: steriles Gefäß mit physiologischer Kochsalzlösung	Kühlschrank	am nächsten Werktag Versandart: nach tel. Rücksprache mit dem Labor (Montag ab 8h00)	Entnahmematerial: Chorionzotten ansonsten: eindeutig als fetales Gewebe identifizierbares Material, z.B. Extremitäten
Chorionzotten	Chorionzotten-Transportmedium (von: Genetica)	Kühlschrank	am nächsten Werktag Versandart: nach tel. Rücksprache mit dem Labor (Montag ab 8h00)	-
Fruchtwasser	Fruchtwasserröhrchen (von: Genetica) ansonsten: steriles Gefäß	Kühlschrank	am nächsten Werktag Versandart: nach tel. Rücksprache mit dem Labor (Montag ab 8h00)	optimal: >15 ml
Blut für nicht-invasive Pränataluntersuchungen / NIPT	Streckröhrchen	Raumtemperatur	am nächsten Werktag Versandart: Mondexpress	2x 10ml
Blut für Karyotypisierung / zytogenetische Analysen	Heparin-Röhrchen	Kühlschrank	am nächsten Werktag Versandart: A-Post	5ml, zur Not aber auch mit deutlich weniger (300 ul) möglich
Blut für molekulargenetische Analysen	EDTA-Röhrchen	Kühlschrank	am nächsten Werktag Versandart: A-Post	4ml, zur Not aber auch mit deutlich weniger (100 ul) möglich